

INTRODUCCIÓN


AGELOC Y CIENTIFICOS

NS es un laboratorio que lleva 37 años liderando el cuidado de la piel y el antienvejecimiento, con más de 100 científicos en plantilla y nombrada durante 4 años consecutivos como la empresa líder mundial en dispositivos de belleza para el cuidado de la piel en el hogar

LA EFICACIA DE NUESTROS TRATAMIENTOS ADEMÁS DE POR LAS TECNOLOGÍAS PATENTADAS ESTÁ EN LA **PATENTE AgeLoc**: Una Patente que lleva a NS 10 años por delante de otras compañías del sector

La patente AgeLoc “modifica la expresión de los genes” para llevar su expresión a un patrón más juvenil

CUANDO HABLEMOS DEL LUMISPA:
ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE LAS PROTEÍNAS COMO EL COLAGENO Y ELASTINA



Potencia tu belleza natural con ageLOC Boost™. Este dispositivo innovador **muestra lo mejor de tu piel**. Solo necesitas dos minutos al día para conseguir una **piel más flexible, luminosa y resplandeciente***.

ageLOC Boost es una **inyección de belleza** con cada uso. ¡Sencillamente brillante!

¿QUÉ CONSIGUES?: VOLUMEN, LUMINOSIDAD AL INSTANTE, PIEL UNIFICADA E HIDRATACION


* Resultados obtenidos a través de una evaluación profesional independiente basada en un estudio in vivo de simple ciego de 12 semanas en el que participaron 32 mujeres de entre 25 y 40 años que usaron el sistema ageLOC Boost una vez al día durante 12 semanas.



TECNOLOGÍA INNOVADORA

LA MICROCORRIENTE PULSANTE VARIABLE ALTERNA

ageLOC Boost™ envía **pulsiones intermitentes y variables** a la piel ocho veces por segundo. Las pulsiones **equilibran las cargas**, por lo que cambian de positiva a negativa cada 2,4 segundos. ¿Por qué? Cuando se combinan con los ingredientes del Activating Serum, las microcorrientes **optimizan y despiertan la piel** para lograr una **piel de aspecto más juvenil**.



Corriente descubierta y patentada por NS. Consiste en una microcorriente pulsante variable alterna, que optimiza y despierta la piel, al cambiar automáticamente de positivo a negativo manteniendo siempre la misma intensidad. Esto combinado con el Serum hace que logres un aspecto más juvenil de la piel

AGELOC BOOST™ ACTIVATING SERUM



- ✓ **La mezcla tersante incluye:**
 - Extracto de manzana
 - Extracto de lenteja
 - Extracto de sandía
 - Dos tipos de ácido hialurónico
- ✓ **La mezcla iluminadora incluye:**
 - Extracto de azucena marina (CEA)  Groviv®
 - Vitamina C (THD)
 - Niacinamida
- ✓ **Extracto de caviar de lima**
- ✓ **ageLOC® Blend**

TECNOLOGÍA PRE-ENVEJECIMIENTO



Ayuda a:

✦ Prevenir los primeros signos de envejecimiento

✦ Dar volumen y firmeza a la piel

✦ Mejora el cutis y la apariencia

✦ Unifica el tono

✦ Da luminosidad

+ patente AgeLoc que trabaja a nivel genético

+ serum ESPECIAL que contiene 5 ácidos hialurónicos y vitamina B3 y C

Ideal para pieles jóvenes (20 a 35) que quieran comenzar a cuidar muy bien su piel ♥

ageLOC™
boost

INGREDIENTES PRINCIPALES



VITAMINAS B3 Y C
ANTIOXIDANTES

EXTRACTO DE NARCISO DE MAR
DISMINUYE APARIENCIA DE MANCHAS



CAVIAR DE LIMA
PROMUEVE REGENERACIÓN CELULAR

MEZCLA DE LUMINOSIDAD

ageLOC™
boost

INGREDIENTES PRINCIPALES



CORTEZA DE SANDÍA
FUENTE DE CITRULINA

ALMIDÓN DE MANZANA
HUMECTANTE NATURAL



EXTRACTO DE LENTEJA
REDUCE PÉRDIDA DE HIDRATACIÓN

ÁCIDO HIALURÓNICO
PROPIEDADES HIDRATANTES



MEZCLA DE DENSIDAD/VOLUMEN

Estudios clínicos probados demuestran que los aspectos de tersura, firmeza superaron el 100% de mejora y el 75% en luminosidad


ESTUDIOS CLÍNICOS

Nu Skin solicitó un estudio clínico independiente para evaluar la eficacia del sistema ageLOC Boost (dispositivo y ageLOC Boost Activating Serum). El estudio incluyó a 32 mujeres de entre 25 y 40 años que usaron el sistema una vez al día durante 12 semanas.

Las fotografías se tomaron antes del primer uso del sistema ageLOC Boost y tras la aplicación final en la semana 12 para controlar las mejoras visibles.




ESTUDIOS CLÍNICOS AGELOC BOOST™




Cuando se les preguntó su opinión, el **91 % de las participantes** estuvieron de acuerdo con que el sistema es **una inyección de belleza en su rutina diaria**.

También notaron una **mejora del 54 % en la uniformidad del tono de la piel** y del **66 % en la sensación de hidratación**.







ANTES DE LA APLICACIÓN



TRAS 12 SEMANAS







ANTES DE LA APLICACIÓN



TRAS 12 SEMANAS



FE



Demo Lumispa + Boost

DEMO BOOST

EVA

LAURA














GIULIA





La prensa se hace eco de esta tecnología. AgeLOC BOOST recibe constantes premios por su innovación



Valorada en 10.000 millones \$

AGELOC BOOST HA GANADO EL PREMIO EN EL JURY GRAND PRIX DU BIEN-ÊTRE DE MARIE FRANCE



is a 2020 Stevie International Business Award Winner!



¡HOLA!



EXCLUSIVA
ISABEL PREYSLER A CORAZÓN ABIERTO AL CUMPLIR SETENTA AÑOS

NOS DESCUBRE SUS SECRETS CONFES LAS CU QUE HA SU VIDA



noticias LO NUEVO

Todo lo que debes saber sobre las tendencias de belleza y los más recientes lanzamientos para llenar tu día a día de momentos fabulosos.

EL FUTURO DEL SKINCARE

Próximamente se encontrará disponible en nuestra piel la innovación más reciente de Xu Skin, el **ageLOC Boost**, un **gadget** con tecnología de **microcorriente de pulso variable** que atenua los signos del envejecimiento, promueve una piel con mayor volumen y la deja con un aspecto revitalizado.



EN TENDENCIA

SISTEMA DE MICROCORRIENTE DE PULSO VARIABLE

Ingredientes activos Promueven una piel con más VOLUMEN, LUMINOSIDAD y VITALIDAD



#1


SEGÚN EUROMONITOR

ANTIAGE





MODA BELLEZA ESTILO DE VIDA (RE)VO




TRU FACE ESSENCE ULTRA



TRU FACE ESSENCE ULTRA

Son las perlas que tu piel necesita para tener una apariencia juvenil todos los días, devolviéndote el **colágeno** y **elastina** que tu piel ha perdido con el tiempo.





ageLOC®
TRU FACE ESSENCE ULTRA

FINE LINES & WRINKLES



BEFORE

AFTER

ageLOC®
TRU FACE ESSENCE ULTRA

SKIN TONE & FIRMNESS



BEFORE

AFTER